



Numero Verde
800 172547

Da cellulare
030 7777942

Ginocchiera Con Stecche Flessibili E Anello Con Foro Rotuleo

Codice di riferimento: GN-003

Marca: INTERMED

Prezzo: 44.4€

CARATTERISTICHE:

Ginocchiera in neoprene con anello stabilizzatore e foro rotuleo dotata di stecche laterali a spirale. Totale apertura posteriore grazie alle fasce di chiusura in velcro.

Lunghezza 26 cm;

Colore grigio;

Misura unica.

MARCA E MODELLO:

INTERMED GN-003

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE:

1 pezzo

 **Acquista subito**