



Numero Verde

**800 172547**

Da cellulare

**030 7777942**

## Ginocchiera Post-Operatoria

**Codice di riferimento:** GPO-001

**Marca:** INTERMED

**Prezzo:** 131.56€

### CARATTERISTICHE:

Ginocchiera post operatoria con articolazione graduata (R. O. M), regolazione della flessione da 0° a 120° e dell'estensione da 0° a 90°. Aste laterali regolabili in lunghezza chiusura con cinghie a velcro.

Lunghezza da 56 a 74 cm;

Colore grigio;

Misura unica.

### MARCA E MODELLO:

INTERMED GPO-001

### CONTENUTO DELLA CONFEZIONE:

1 pezzo

 **Acquista subito**