



Numero Verde

800 172547

Da cellulare

030 7777942

Ginocchiera tubolare in neoprene con stabilizzatore rotuleo

Codice di riferimento: PR3-404N

Marca: RO+TEN

Prezzo: 60.8€

Riferimento	Variante	Prezzo
COD PR3-404N-XS	XS	60.8€
COD PR3-404N-S	S	60.8€
COD PR3-404N-M	M	60.8€
COD PR3-404N-L	L	60.8€
COD PR3-404N-XL	XL	60.8€
COD PR3-404N-XXL	XXL	60.8€

CARATTERISTICHE:

La ginocchiera tubolare Object con stabilizzatore rotuleo in neoprene ortopedico bifoderato e' in grado di creare un sostegno nelle patologie rotulee di lieve entita'. Il suo effetto compressore e la sua forma anatomica e termoriscaldante aiutano il ginocchio a far defluire il sudore evitando il surriscaldamento e l'irritazione dell'epidermide. Il modello ha infatti una struttura tubolare in neoprene e materiale plush interno con fori d'aerazione e rappresenta una soluzione ideale per qualunque tipo di attivita'.

APPLICAZIONI:

La ginocchiera viene utilizzata principalmente per:

-
- Postumi di lussazione alla rotula
 - Prevenzione di lussazione alla rotula
 - Stabilizzazione di rotule instabili
 - Prevenzione della lussazione della rotula durante lo sport
 - Condromalacia rotulea secondaria

DIMENSIONI:

Taglia XS:

- Circonferenza ginocchio: 30/33cm, Lunghezza ambidestra: 33cm

Taglia S:

- Circonferenza ginocchio: 33/36cm, Lunghezza ambidestra:36cm

Taglia M:

- Circonferenza ginocchio: 36/39cm, Lunghezza ambidestra: 33cm

Taglia L:

- Circonferenza ginocchio: 39/43cm, Lunghezza ambidestra: 33cm

Taglia XL:

- Circonferenza ginocchio: 43/48cm, Lunghezza ambidestra: 33cm

Taglia XXL:

- Circonferenza ginocchio: 48cm e oltre, Lunghezza ambidestra: 33cm

MARCA E MODELLO:

RO+TEN PR3-404N

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE:

Una ginocchiera -

