



Numero Verde
800 172547

Da cellulare
030 7777942

GLORIA MAN SUPPORT 18 - CALZE A GAMBALETTO ELASTICHE PREVENTIVE - COMPRESSIONE 18-20 MM HG

Codice di riferimento: gloria-mansupport18

Marca: GLORIA

Prezzo: 23.42€

Riferimento	Variante	Prezzo
ManSupport18-Bianco-Cotton-II	2°, Bianco, Cotone	23.42€
ManSupport18-Bianco-Cotton-III	3°, Bianco, Cotone	23.42€
ManSupport18-Bianco-Cotton-IV	4°, Bianco, Cotone	23.42€
ManSupport18-Bianco-Sint-I	1°, Bianco, Sintetico	23.42€
ManSupport18-Bianco-Sint-II	2°, Bianco, Sintetico	23.42€
ManSupport18-Bianco-Sint-III	3°, Bianco, Sintetico	23.42€
ManSupport18-Bianco-Sint-IV	4°, Bianco, Sintetico	23.42€
ManSupport18-Nero-Cotton-I	1°, Cotone, Nero	23.42€
ManSupport18-Nero-Cotton-II	2°, Cotone, Nero	23.42€
ManSupport18-Nero-Cotton-III	3°, Cotone, Nero	23.42€
ManSupport18-Nero-Cotton-V	5°, Cotone, Nero	23.42€

ManSupport18-Nero-Cotton-VI	6°, Cotone, Nero	23.42€
ManSupport18-Nero-SilverCotton-I	1°, Nero, Silver Cotton	23.42€
ManSupport18-Nero-SilverCotton-V	5°, Nero, Silver Cotton	23.42€
ManSupport18-Nero-Sint-I	1°, Nero, Sintetico	23.42€
ManSupport18-Nero-Sint-II	2°, Nero, Sintetico	23.42€
ManSupport18-Nero-Sint-III	3°, Nero, Sintetico	23.42€
ManSupport18-Nero-Sint-IV	4°, Nero, Sintetico	23.42€
ManSupport18-Nero-Sint-V	5°, Nero, Sintetico	23.42€
Support18-Nero-Silver Cotton-II	2°, Nero, Silver Cotton	23.42€
Support18-Nero-Silver Cotton-III	3°, Nero, Silver Cotton	23.42€
Support18-Nero-Silver Cotton-IV	4°, Nero, Silver Cotton	23.42€
Support18-Nero-Silver Cotton-VI	6°, Nero, Silver Cotton	23.42€
ManSupport18-Blu-Cotton-I	1°, Blu, Cotone	23.42€
ManSupport18-Blu-Cotton-II	2°, Blu, Cotone	23.42€
ManSupport18-Blu-Cotton-III	3°, Blu, Cotone	23.42€
ManSupport18-Blu-Cotton-IV	4°, Blu, Cotone	23.42€
ManSupport18-Blu-Cotton-VI	6°, Blu, Cotone	23.42€
ManSupport18-Blu-SilverCotton-II	2°, Blu, Silver Cotton	23.42€
ManSupport18-Blu-SilverCotton-IV	4°, Blu, Silver Cotton	23.42€
ManSupport18-Blu-SilverCotton-V	5°, Blu, Silver Cotton	23.42€
ManSupport18-Blu-SilverCotton-VI	6°, Blu, Silver Cotton	23.42€
ManSupport18-Blu-Sint-I	1°, Blu, Sintetico	23.42€
ManSupport18-Blu-Sint-II	2°, Blu, Sintetico	23.42€
ManSupport18-Blu-Sint-III	3°, Blu, Sintetico	23.42€
ManSupport18-Blu-Sint-IV	4°, Blu, Sintetico	23.42€
ManSupport18-Blu-Sint-V	5°, Blu, Sintetico	23.42€
Support18-Blu-Silver Cotton-III	3°, Blu, Silver Cotton	23.42€

ManSupport18-Bordeaux-Cotton-I	1°, Bordeaux, Cotone	23.42€
ManSupport18-Bordeaux-Cotton-III	3°, Bordeaux, Cotone	23.42€
ManSupport18-Bordeaux-Cotton-IV	4°, Bordeaux, Cotone	23.42€
ManSupport18-Bordeaux-Cotton-V	5°, Bordeaux, Cotone	23.42€
ManSupport18-Bordeaux-Sint-I	1°, Bordeaux, Sintetico	23.42€
ManSupport18-Bordeaux-Sint-III	3°, Bordeaux, Sintetico	23.42€
ManSupport18-Bordeaux-Sint-IV	4°, Bordeaux, Sintetico	23.42€
ManSupport18-Bordeaux-Sint-V	5°, Bordeaux, Sintetico	23.42€
ManSupport18-Antracite-Cotton-I	1°, Antracite, Cotone	23.42€
ManSupport18-Antracite-Sint-I	1°, Antracite, Sintetico	23.42€
ManSupport18-Bianco-Cotton-I	1°, Bianco, Cotone	23.42€
ManSupport18-Marrone-Cotton-I	1°, Cotone, Marrone	23.42€
ManSupport18-Marrone-Sint-I	1°, Marrone, Sintetico	23.42€
ManSupport18-Antracite-Cotton-II	2°, Antracite, Cotone	23.42€
ManSupport18-Antracite-Sint-II	2°, Antracite, Sintetico	23.42€
ManSupport18-Marrone-Cotton-II	2°, Cotone, Marrone	23.42€
ManSupport18-Marrone-Sint-II	2°, Marrone, Sintetico	23.42€
ManSupport18-Marrone-Cotton-III	3°, Cotone, Marrone	23.42€
ManSupport18-Marrone-Sint-III	3°, Marrone, Sintetico	23.42€
Support18-Antracite-Cotone-III	3°, Antracite, Cotone	23.42€
ManSupport18-Antracite-Cotton-IV	4°, Antracite, Cotone	23.42€
ManSupport18-Antracite-Sint-IV	4°, Antracite, Sintetico	23.42€
ManSupport18-Marrone-Cotton-IV	4°, Cotone, Marrone	23.42€
ManSupport18-Marrone-Sint-IV	4°, Marrone, Sintetico	23.42€
ManSupport18-Nero-Cotton-IV	4°, Cotone, Nero	23.42€
ManSupport18-Antracite-Cotton-V	5°, Antracite, Cotone	23.42€
ManSupport18-Antracite-Sint-V	5°, Antracite, Sintetico	23.42€

ManSupport18-Bianco-Cotton-V	5°, Bianco, Cotone	23.42€
ManSupport18-Bianco-Sint-V	5°, Bianco, Sintetico	23.42€
ManSupport18-Marrone-Cotton-V	5°, Cotone, Marrone	23.42€
ManSupport18-Antracite-Sint-III	3°, Antracite, Sintetico	23.42€
ManSupport18-Bordeaux-Sint-II	2°, Bordeaux, Sintetico	23.42€
ManSupport18-Marrone-Sint-V	5°, Marrone, Sintetico	23.42€
ManSupport18-Blu-Cotton-V	5°, Blu, Cotone	23.42€
ManSupport18-Bordeaux-Cotton-II	2°, Bordeaux, Cotone	23.42€
ManSupport18-Blu-SilverCotton-I	1°, Blu, Silver Cotton	23.42€



LA LINEA COMPLETA PER L'UOMO MODERNO

Gambaletti preventivi, in un assortimento completo di elevata qualità, sia nelle compressioni che nei colori. Particolarmente confortevoli e quindi adatti in tutte le occasioni della giornata.

Gli articoli in cotone assicurano una traspirazione ottimale e la minore possibilità di allergie cutanee.

La linea 18 SILVER COTTON oltre al cotone contiene un filato speciale denominato "Q-SKIN®". Gli ioni d'argento contenuti al suo interno aiutano a ridurre la flora batterica in eccesso, principale causa dei cattivi odori. Grazie inoltre al potere termoregolatore dell'argento permettono un'efficace gestione dell'umidità corporea lasciando i piedi freschi e asciutti.

Indicazioni:


18-20 mmHg:

Profilassi delle malattie venose nei pazienti a rischio e nelle patologie venose già evidenti. Previene gonfiori e aiuta la circolazione durante i lunghi viaggi.

Modelli e colori disponibili:

MAN'SUPPORT 18

18-20 mmHg



Taglie:

TAGLIA	MISURA CALZATURA
1	36 - 38
2	39 - 40
3	41 - 42
4	43 - 44
5	45 - 46
6*	47 - 48

* disponibile solo per Man'Support Silver Cotton.
Man'Support 18 Cotton nei colori nero e blu.

 **Acquista subito**