

Numero Verde
800 172547

Da cellulare
030 7777942

GLORIA POST-OP 24 - CALZE ANTITROMBO - COMPRESSIONE 24 MM HG

Codice di riferimento: gloria-postop24

Marca: GLORIA

Prezzo: 36€

Riferimento	Variante	Prezzo
Postop24AD-S-Corto	Bianco, Corta, Gambaletto, S	53€
Postop24AD-S-Lungo	Bianco, Gambaletto, Lunga, S	53€
Postop24MonoAT-S-DX-Corto	Bianco, Corta, Monocollant Destro, S	53€
Postop24MonoAT-S-DX-Lungo	Bianco, Lunga, Monocollant Destro, S	53€
Postop24MonoAT-S-SX-Corto	Bianco, Corta, Monocollant Sinistro, S	53€
Postop24MonoAT-S-SX-Lungo	Bianco, Lunga, Monocollant Sinistro, S	53€
Postop24AD-M-Corto	Bianco, Corta, Gambaletto, M	53€
Postop24AD-M-Lungo	Bianco, Gambaletto, Lunga, M	53€
Postop24MonoAT-M-DX-Corto	Bianco, Corta, M, Monocollant Destro	53€
Postop24MonoAT-M-DX-Lungo	Bianco, Lunga, M, Monocollant Destro	53€
Postop24MonoAT-M-SX-Corto	Bianco, Corta, M, Monocollant Sinistro	53€

Postop24MonoAT-M-SX-Lungo	Bianco, Lunga, M, Monocollant Sinistro	53€
Postop24AD-L-Corto	Bianco, Corta, Gambaletto, L	53€
Postop24AD-L-Lungo	Bianco, Gambaletto, L, Lunga	53€
Postop24MonoAT-L-DX-Corto	Bianco, Corta, L, Monocollant Destro	53€
Postop24MonoAT-L-DX-Lungo	Bianco, L, Lunga, Monocollant Destro	53€
Postop24MonoAT-L-SX-Corto	Bianco, Corta, L, Monocollant Sinistro	53€
Postop24MonoAT-L-SX-Lungo	Bianco, L, Lunga, Monocollant Sinistro	53€
Postop24AD-XL-Corto	Bianco, Corta, Gambaletto, XL	53€
Postop24AD-XL-Lungo	Bianco, Gambaletto, Lunga, XL	53€
Postop24MonoAT-XL-DX-Corto	Bianco, Corta, Monocollant Destro, XL	53€
Postop24MonoAT-XL-DX-Lungo	Bianco, Lunga, Monocollant Destro, XL	53€
Postop24MonoAT-XL-SX-Corto	Bianco, Corta, Monocollant Sinistro, XL	53€
Postop24MonoAT-XL-SX-Lungo	Bianco, Lunga, Monocollant Sinistro, XL	53€
Postop24AD-XXL-Corto	Bianco, Corta, Gambaletto, XXL	53€
Postop24AD-XXL-Lungo	Bianco, Gambaletto, Lunga, XXL	53€
Postop24MonoAT-XXL-DX-Corto	Bianco, Corta, Monocollant Destro, XXL	53€
Postop24MonoAT-XXL-DX-Lungo	Bianco, Lunga, Monocollant Destro, XXL	53€
Postop24MonoAT-XXL-SX-Corto	Bianco, Corta, Monocollant Sinistro, XXL	53€
Postop24MonoAT-XXL-SX-Lungo	Bianco, Lunga, Monocollant Sinistro, XXL	53€
Postop24AG-L-Corto	Autoreggente, Bianco, Corta, L	53€
Postop24AG-L-Lungo	Autoreggente, Bianco, L, Lunga	53€
Postop24AG-M-Corto	Autoreggente, Bianco, Corta, M	53€
Postop24AG-M-Lungo	Autoreggente, Bianco, Lunga, M	53€
Postop24AG-S-Corto	Autoreggente, Bianco, Corta, S	53€
Postop24AG-S-Lungo	Autoreggente, Bianco, Lunga, S	53€
Postop24AG-XL-Corto	Autoreggente, Bianco, Corta, XL	53€
Postop24AG-XL-Lungo	Autoreggente, Bianco, Lunga, XL	53€

Postop24AG-XXL-Corto	Autoreggente, Bianco, Corta, XXL	53€
Postop24AG-XXL-Lungo	Autoreggente, Bianco, Lunga, XXL	53€

Per la profilassi antitrombo-embolica in fase post-operatoria in pazienti a rischio o con precedenti di trombosi.

Con una compressione di 24 mmHg alla caviglia applica una pressione maggiore rispetto alla calza antitrombosi tradizionale.

Trova utile impiego in chirurgia vascolare, ortopedia e cardiocirurgia.

Classe di compressione:

- 24 mmHg

Indicazioni:

Pazienti deambulanti in fase pre- e post-operatoria, post stripping venoso, pazienti con precedenti di trombosi venosa, pazienti allettati con patologie venose. Trattamento edema postoperatorio in chirurgia ortopedica.

Controindicazioni:

Infezioni, eczema, ulcere cutanee degli arti inferiori di origine arteriosa, neuropatie gravi, insufficienza cardiaca non compensata, gravi edemi della gamba, edema polmonare, gangrena preesistente, ipodermite, gravi disturbi alla circolazione arteriosa.

Modelli e colori disponibili:

MODELLI DISPONIBILI A:

PUNTA APERTA



AD

24 mmHg



AG*

24 mmHg



AGG**

24 mmHg

(10) Bianco*

(34) Beige


- * Modello AG disponibile anche con bordo autoreggente
- ** Modello AGG, destro o sinistro.
- * colore in esaurimento

Taglie:

Determinazione della taglia:

Misurare la circonferenza in caviglia (punto b) per determinare la taglia, verificare che le misure della gamba rientrino nel campo dei valori normali o max. In seguito misurare la lunghezza dalla pianta del piede (punto A) sino al punto superiore della gamba che determina il modello (punti D/G) per individuare il tipo "corto" o "lungo".

PUNTI DI MISURA



TAGLIE (cm)

S - M - L - XL - XXL
NORMALE - MAX
CORTO - REGULAR - LUNGO

THROMBOSIS 18 / POST-OP 24

MISURE DI CIRCONFERENZA GAMBA (cm)

	S		M		L		XL		XXL
	normal	max	normal	max	normal	max	normal	max	normal
g	45-54	53-62	53-62	61-70	61-70	69-78	69-78	77-86	77-86
c	30-36		35-41		40-46		45-51		50-56
b	19-21		22-24		25-27		28-30		31-33

POST-OP 24

MISURE DI LUNGHEZZA GAMBA (cm)

	CORTO	LUNGO
A-D	34-39	39-45
A-G	62-72	72-84

Consigli:

Suggerimenti:

Indossare le calze prestando attenzione ad anelli e ad unghie appuntite o rovinate che potrebbero danneggiare le calze. Si consiglia quindi l'utilizzo di guanti in gomma. Non tagliare eventuali fili sporgenti all'interno delle calze.

Modalità di lavaggio:

Lavare le calze in acqua calda max 40° con detersivi delicati. Asciugare lontano da fonti di calore senza torcere la calza ma ponendola tra due panni asciutti.

- Non candeggiare, non usare solventi o benzina. Evitare l'uso di ammorbidenti
- Non stirare
- Non lavare a secco. Non utilizzare sostanze chimiche
- Non usare l'asciugatrice.

 **Acquista subito**