



Numero Verde
800 172547

Da cellulare
030 7777942

GLORIA SAN - GINOCCHIERA IN COTONE STECCATA - SUPPORTO ELASTICO

Codice di riferimento: gloriasan-ginocchiera-steccata

Marca: GLORIA

Prezzo: 41€

Riferimento	Variante	Prezzo
SanGinocchiera Steccata - S	S	41€
SanGinocchiera Steccata - M	M	41€
SanGinocchiera Steccata - L	L	41€
SanGinocchiera Steccata - XL	XL	41€

Ginocchiera poliestensiva senza cucitura a compressione media (KKL. 2), confortevole e sagomata, con stecche laterali a spirale. Disponibile solo nella versione in sintetico (GloriaSan). Colore beige.

INDICAZIONI:

Quando sia necessario un buon supporto dell'articolazione e in situazioni di instabilità, sia come prevenzione che a seguito di traumi leggeri.

COMPOSIZIONE:

60% poliammide - 35% gomma - 5% elastam

	S	M	L	XL
cm	30 - 34	34 - 38	38 - 43	43 - 48



 **Acquista subito**