



Numero Verde

800 172547

Da cellulare

030 7777942

GONIOMETRO 180° - in acciaio inox

Codice di riferimento: 24901

Marca: GIMA

Prezzo: 39.3€

CARATTERISTICHE:

180° GONIOMETRO DIGIT - 15 cm

Consente la misurazione con una sola mano.

Misura la flessione di 110° attraverso 40° di iperestensione in incrementi di 5°.

CARATTERISTICHE TECNICHE:

MARCA E MODELLO:

Gima - Codice 24901

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE:

1 Pezzo

 **Acquista subito**