



Numero Verde

800 172547

Da cellulare

030 7777942

GONIOMETRO A BRACCI LUNGHY 180° - in acciaio inox

Codice di riferimento: 24904

Marca: GIMA

Prezzo: 44.9€

CARATTERISTICHE:

GONIOMETRO A BRACCI LUNGHY DA 180° - 35 cm

Bracci molto lunghi, adatti a misurare tutte le articolazioni.
Il braccio presenta una scala lineare segnata in incrementi di 1°.

CARATTERISTICHE TECNICHE:

MARCA E MODELLO:

Gima - Codice 24904

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE:

1 Pezzo

 **Acquista subito**