



Numero Verde

800 172547

Da cellulare

030 7777942

Guaina vita per pressoterapia con cavo singolo - 130 x 38 cm

Codice di riferimento: 28437

Marca: GIMA

Prezzo: 134.2€

Caratteristiche della guaina vita per pressoterapia

Con questa fascia addominale è possibile godere appieno dei benefici della pressoterapia su vita e pancia. Realizzata con materiali resistenti e di qualità, collegata all'apparecchio permette di esercitare una pressione alternata che massaggia delicatamente la zona addominale.

La guaina è facile da indossare ed è dotata di cavo singolo.

Indicata per il sistema di pressoterapia semiprofessionale DL 2002 D BASIC(cod. 28430).

Specifiche tecniche

Dimensioni: 130 x 38 cm

Marca e modello

GIMA codice 28437

Contenuto della confezione

1 pezzo

Prodotto a marchiatura CE

(Per poter apporre la marchiatura CE su un prodotto, è necessario che siano svolte alcune attività: test iniziali di tipo, predisposizione ed attivazione di un controllo di produzione, stesura della dichiarazione di prestazione e della relativa etichetta CE.)

Altri modelli disponibili

- [Guaina vita per pressoterapia con cavo singolo - 128 x 51 cm](#)

