



Numero Verde

**800 172547**

Da cellulare

**030 7777942**

## HEINE CLASSIC + " LAMA LARINGO F.O. - MAC 2

**Codice di riferimento:** 34419

**Marca:** GIMA

**Prezzo:** 241.3€

### CARATTERISTICHE:

Nuova gamma di lame a F.O. con fibra HEINE HiLite®. Fascio di fibre ottiche con oltre 6000 singole micro-fibre e nuove lampadine HEINE XHL® Xenon alogene nel manico. Questa tecnologia innovativa pone i laringoscopi HEINE al di sopra delle lame e manici a fibre ottiche convenzionali. Il fascio di fibre ottiche HEINE HiLite®, con una sezione sino al 100% in più rispetto ad altre produzioni, migliora la trasmissione di luce e rende la lama più resistente che mai alla sterilizzazione in autoclave. Heine offre una garanzia di 5 anni o di 4000 cicli standard in autoclave di 134°C per 5 minuti su tutte le lame con fibre HEINE HiLite. Le lampadine HEINE XHL® Xenon alogene sono prodotte secondo la più recente tecnologia XENON per offrirvi sino al 40% di luce in più! Tutti i nuovi sistemi di laringoscopi HEINE F.O. + offrono anche effettivi vantaggi economici. Le lampadine HEINE XHL® Xenon alogene 3,5V hanno una durata doppia rispetto alle lampadine da 2,5 V e offrono una luce sino a tre volte superiore rispetto alle lampadine dei laringoscopi convenzionali a 2,5V. I sistemi HEINE a 3.5 V impiegano una batteria ricaricabile di lunga durata da 3,5V che evita la necessità di sostituire frequentemente batterie non ricaricabili. Tutti i manici e le lame laringoscopio HEINE F.O. sono compatibili con le Norme ISO 7376 (Green System).

### CARATTERISTICHE TECNICHE:

- Lunghezza totale: 115 mm • Lunghezza distale: 13 mm

### MARCA E MODELLO:

GIMA 34419

### CONTENUTO DELLA CONFEZIONE:

1 pz.

---

 **Acquista subito**