



Numero Verde

**800 172547**

Da cellulare

**030 7777942**

## **HEINE CLASSIC+® LAMA LARINGO F.O. - MAC 4 FLEX-TIP+**

**Codice di riferimento:** 34368

**Marca:** GIMA

**Prezzo:** 771.6€

### **CARATTERISTICHE:**

Lama Mac 4 per laringoscopia a fibra ottica HEINE® FlexTip+

FlexTip+ è una lama Macintosh per laringoscopia con la punta regolabile a 70°. Una leva controlla l'angolo della punta durante l'intubazione per sollevare l'epiglottide, fornendo una visione chiara delle corde vocali. HEINE FlexTip+ evita contatti con i denti superiori ed una pressione inutile sulla lingua e sui tessuti molli.

- Modello: Mac 4
- Codice HEINE: F-000.22.314
- Lunghezza: 137 mm
- Larghezza distale: 13.2 mm

### **CARATTERISTICHE TECNICHE:**

### **MARCA E MODELLO:**

Gima - Codice 34368

### **CONTENUTO DELLA CONFEZIONE:**

1 Pezzo

 **Acquista subito**

---