



Numero Verde

800 172547

Da cellulare

030 7777942

HEINE CLASSIC + " LAMA LARINGO F.O. - MILLER 1

Codice di riferimento: 34413

Marca: GIMA

Prezzo: 280.6€

CARATTERISTICHE:

Nuova gamma di lame a F.O. con fibra HEINE HiLite®. Fascio di fibre ottiche con oltre 6000 singole micro-fibre e nuove lampadine HEINE XHL® Xenon alogene nel manico. Questa tecnologia innovativa pone i laringoscopi HEINE al di sopra delle lame e manici a fibre ottiche convenzionali. Il fascio di fibre ottiche HEINE HiLite®, con una sezione sino al 100% in più rispetto ad altre produzioni, migliora la trasmissione di luce e rende la lama più resistente che mai alla sterilizzazione in autoclave. Heine offre una garanzia di 5 anni o di 4000 cicli standard in autoclave di 134°C per 5 minuti su tutte le lame con fibre HEINE HiLite. Le lampadine HEINE XHL® Xenon alogene sono prodotte secondo la più recente tecnologia XENON per offrirvi sino al 40% di luce in più! Tutti i nuovi sistemi di laringoscopi HEINE F.O. + offrono anche effettivi vantaggi economici. Le lampadine HEINE XHL® Xenon alogene 3,5V hanno una durata doppia rispetto alle lampadine da 2,5 V e offrono una luce sino a tre volte superiore rispetto alle lampadine dei laringoscopi convenzionali a 2,5V. I sistemi HEINE a 3.5 V impiegano una batteria ricaricabile di lunga durata da 3,5V che evita la necessità di sostituire frequentemente batterie non ricaricabili. Tutti i manici e le lame laringoscopio HEINE F.O. sono compatibili con le Norme ISO 7376 (Green System).

CARATTERISTICHE TECNICHE:

- Lunghezza totale: 100 mm • Lunghezza distale: 11.5 mm

MARCA E MODELLO:

GIMA 34413

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE:

1 pz.

