



Numero Verde

800 172547

Da cellulare

030 7777942

HOLTER ECG + SOFTWARE

Codice di riferimento: 35130

Marca: GIMA

Prezzo: 963.8€

CARATTERISTICHE:

Il sistema Holter ECG è composto da un registratore ECG con il relativo software collegabile a PC o alla stampante laser. Il registratore ha una memoria flash interna che incrementa la capacità di memoria dell'apparecchio. La frequenza di campionamento di 1000 rilevazioni al secondo ha migliorato la qualità della forma dell'onda. Il software del sistema viene controllato da AHA e MIT, il che assicura la sua precisione. **Caratteristiche:** - Interfaccia del software con il sistema operativo Windows - Sistema di analisi veloce e preciso - Speciale sistema di montaggio del punto R - Perfetta funzione analisi del segmento ST - Funzione analisi dell'onda T di tutti i canali e dell'onda T del trend grafico - Revisione del trend grafico dell'ECG - Sistema di analisi della variabilità HR, fornisce il regolare SDNN, SDANN, RMSSD, LF, HF, dominio del tempo e della frequenza - Analisi QT e trend grafico QT - Acquisizione prova ECG senza canale separato - Funzione VCG, VLP, TVCG, HRT, TWA (opzionale). **Registratore:** - 12 canali di acquisizione ECG sincronizzati - Piccolo registratore ECG con schermo a colori OLED che raffigura in tempo reale la curva ECG e riassume i dati immagazzinati. - Capacità fino a 2G - Frequenza di campionamento selezionabile: 200, 500, 1000/sec - Precisione di campionamento: 12 bit - Memoria flash incorporata che consente di evitare il danneggiamento della card a causa del continuo inserimento - Interfaccia USB

CARATTERISTICHE TECNICHE:

• Voltaggio: 1mV±5% • Sensibilità standard: 10mm/mV±5% • Livello di rumore: =30µV • CMRR: =60dB • Frequenza: 10Hz come parametro standard, 0.5Hz~55Hz; -3dB • Costante di tempo: > 3.2s • Velocità scannerizzazione: 25mm/s±5% • Voltaggio di polarizzazione stabile: ± 300mV • Segnale di misurazione minimo: 50µV p-p • Interferenza tra canali: < 0.5mm • Tipo di sicurezza: Tipo B • Misure: 111 (L) x60 (W) x25 (H) mm • Peso netto: 105g (senza batteria) • Dotazione standard: • 1 registratore Holter • 1 CD con il software • Cavo paziente 10 derivazioni • 10 sensori ECG monouso • 1 custodia per appendere registratore • 1 cavo USB per il download di dati • 1 chiave di sicurezza USB •

Manuale di istruzioni (inglese, italiano)

MARCA E MODELLO:

GIMA 35130

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE:

1 pz.

