



Numero Verde
800 172547

Da cellulare
030 7777942

Tutore d'anca articolato in alluminio con braccetto distanziale per regolazione abduzione - IMA 110 BR HipOne

Codice di riferimento: IMA 110 BR

Marca: FGP

Prezzo: 776.3€

Riferimento	Variante	Prezzo
IMA 110 BR-S-Destra	Destra, S	776.3€
IMA 110 BR-S-Sinistra	S, Sinistra	776.3€
IMA 110 BR-M-Destra	Destra, M	776.3€
IMA 110 BR-L-Destra	Destra, L	776.3€
IMA 110 BR-L-Sinistra	L, Sinistra	776.3€
IMA 110 BR-M-Sinistra	M, Sinistra	776.3€

Caratteristiche del tutore articolato d'anca IMA 110 BR HipOne

IMA 110 BR HipOne è il primo tutore articolato d'anca costruito completamente in lega d'alluminio. Questa speciale struttura, oltre a rendere l'ortesi particolarmente leggera, garantisce stabilità e un perfetto controllo dei movimenti. Grazie all'innovativo snodo, dotato di braccetto distanziale e un semplice sistema di regolazione, è possibile adattare al meglio il tutore a qualsiasi conformazione anatomica del paziente e ottenere un preciso controllo del movimento di

flesso/estensione e di abduzione. Con un semplice gesto è possibile renderlo ambidestro.

Regolazioni


- Ext.: 0°, 15°, 30°, 45°, 60°, 75°, 90°
- Flex.: 0°, 15°, 30°, 45°, 60°, 75°, 90°
- Imm.: 0°, 15°, 30°

Indicazioni

- Trattamento conservativo dell'anca e lussazione d'anca
- Lussazione articolazione anca traumatica
- Fratture cotile
- Post-operatorio
- Lussazione articolare protesi anca
- Esiti di ri protesizzazioni d'anca
- Esiti ricostruzione cotile

Taglie

Taglia	S	M	L
Ø Vita (A) cm	70/90	90/110	110/135
Taglia	S	M	L
Ø Proximale (B) cm	38/50	50/62	62/76



Marca e modello

FGP IMA 110 BR

Contenuto della confezione

1 tutore articolato d'anca

