



Numero Verde
800 172547

Da cellulare
030 7777942

Immobilizzatore di braccio e spalla con supporto per gomito IMB 300

Codice di riferimento: IMB 300

Marca: FGP

Prezzo: 57.5€

Caratteristiche dell'immobilizzatore di braccio e spalla IMB 300

Il tutore per braccio e spalla IMB 300 è caratterizzato da una comoda struttura con sacca porta braccio in tessuto di cotone e una fascia in vellutino a Velcro® che garantisce una sicura immobilizzazione dell'articolazione della spalla e allo stesso tempo un'ottima vestibilità. Grazie all'imbracatura in vellutino con doppio manicotto imbottito per la protezione del collo, l'immobilizzatore offre il massimo comfort durante l'utilizzo. Il tutore può essere facilmente adattato alle varie conformazioni del paziente.

Disponibile con sacca porta braccio in tessuto velcrabile. Codice articolo: IMB350 OG.

Indicazioni

- Esiti di sintesi di frattura della clavicola
- Esiti di lussazioni
- Esiti di capsule plastiche
- Esiti di fratture omerali

Misure

Taglia unica ambidestra.

Marca e modello

FGP IMB 300

Contenuto della confezione

1 immobilizzatore di braccio e spalla -



Acquista subito