



Numero Verde

800 172547

Da cellulare

030 7777942

Imbracatura Sollevapersona Per Amputati In Tela

Codice di riferimento: IM150M

Marca: MOPEDIA

Prezzo: 203.22€


| Riferimento | Variante | Prezzo |
|---------------|----------|--------|
| IM150M-MEDIUM | MEDIUM | 40.64€ |
| IM150M-LARGE | LARGE | 40.64€ |

CARATTERISTICHE:

L'imbracatura IM150 viene utilizzata per il sollevamento di pazienti con amputazioni mono e bilaterali degli arti inferiori. E' importante che l'utilizzatore abbia un buon controllo del collo. E' realizzata con tessuto denominato Slipstex, 100% poliestere, ad elevata resistenza, alto scivolamento, antistrappo, traspirante. Una robusta cinghia spinata (100% poliestere) orla l'imbracatura e forma, ad ogni estremità, un occhiello con diversi punti di aggancio per assicurare la simmetria durante il sollevamento. La cinghia è continua e cucita su tutto il perimetro dell'imbracatura al fine di garantire maggiore tenacità. Sono previsti due anelli guida per assicurare un posizionamento corretto del supporto gambe. Le cuciture vengono realizzate utilizzando un filo in poliestere ad alta resistenza. Una morbida imbottitura fornisce un confortevole supporto sia a livello della schiena che a livello cosce. Portata max Kg 250.
E' testata da un istituto accreditato nel rispetto dei requisiti previsti dalla norma tecnica UNI EN ISO 10535.

CARATTERISTICHE TECNICHE:

MODELLO REALIZZATO IN TESSUTO DI POLIESTERE COMPATTO



MISURE IMBRACATURA PER AMPUTATI

| IN RETE | | A | B | C | D |
|---------|---|--------|--------|-------|-------|
| IM150M | M | 117 cm | 106 cm | 62 cm | 32 cm |
| IM150L | L | 127 cm | 114 cm | 66 cm | 40 cm |

MARCA E MODELLO:

MOPEDIA IM150

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE:

1 pezzo

VARIABILI:

Disponibile nelle seguenti misure:
IM141M (Medium) - IM150L (Large)

 **Acquista subito**