



Numero Verde
800 172547

Da cellulare
030 7777942

Immok 20° immobilizzatore ginocchio flesso 20° lunghezza cm 60

Codice di riferimento: PR3-8106/F

Marca: RO+TEN

Prezzo: 87€

E' un dispositivo medico, leggero e confortevole, che garantisce la corretta posizione dell'articolazione dopo trauma o intervento chirurgico. La struttura a tre pannelli bifoderati (cotone garzato esternamente e spugna assorbente internamente) in gommaschiuma a media densità e la capacità contenitiva delle aste modellabili in alluminio assicurano una stabilità articolare paragonabile all'ingessatura. Il sistema di chiusura con cinghie in velcro riduce la migrazione e la rotazione del tutore, il sistema di regolazione ne assicura l'adattabilità a qualsiasi conformazione anatomica, l'apertura patellare e il cuscinetto (removibile) a livello del cavo popliteo offrono il massimo comfort. Di facile rimozione, rende possibile la normale igiene personale.

CARATTERISTICHE

- Struttura in morbida gommaschiuma bifoderata
- Rivestimento interno in spugna
- Aste rigide mediali-laterali e posteriori in lega leggera modellabili posizionate con una flessione di 20°
- Pannelli mediale e laterale regolabili
- Apertura rotulea
- Lavabile

INDICAZIONI

- Utile nelle situazioni di emergenza e di pronto soccorso
- Valido sostituto dell'immobilizzazione gessata in corso di distorsioni lievi o di frattura di rotula composta

taglia	universale
lunghezza cm	60
ambidestro	

 **Acquista subito**