



Numero Verde
800 172547

Da cellulare
030 7777942

Tutore immobilizzatore di ginocchio Immok - 70 cm

Codice di riferimento: PR3-8007

Marca: RO+TEN

Prezzo: 103.8€

Caratteristiche dell'immobilizzatore di ginocchio Immok

Ginocchiera immobilizzatrice a 3 pannelli Immok.

- Struttura a 3 pannelli realizzati in morbida gommaschiuma bifoderata con rivestimento interno in spugna assorbente. Rende il tutore leggero, confortevole e garantisce un'ottima vestibilità.
- Aste rigide mediali-laterali e posteriori in lega leggera di alluminio modellabili. Assicurano una perfetta stabilità all'articolazione del ginocchio.
- Sistema di chiusura con cinghie a velcro facilmente regolabili. Permettono al tutore di non muoversi, aderire perfettamente all'arto e adattarsi alla conformazione anatomica di qualsiasi paziente.
- Foro rotuleo e cuscinetto per cavo popliteo removibile per aumentare il grado di comfort del paziente.
- Facile da indossare e rimuovere per facilitare le attività di igiene personale quotidiana.
- Lavabile a mano in acqua tiepida dopo aver sfilato le aste metalliche.

Taglie

Taglia	Universale
Lunghezza cm	60

Ambidestro.

Indicazioni

- Utile nelle situazioni di emergenza e di pronto soccorso.

- Valido sostituto dell'immobilizzazione gessata in corso di distorsioni lievi o di frattura di rotula composta.

Marca e modello

RO+TEN PR3-8007

Contenuto della confezione

1 tutore immobilizzatore di ginocchio

