

Numero Verde

800 172547

Da cellulare

030 7777942



Impugnatura Di Sicurezza Per Bagno In Pvc - Ø 36 Mm - 45 CM

Codice di riferimento: RS972-45

Marca: MOPEDIA


Prezzo: 25€

CARATTERISTICHE:

Le impugnature di sicurezza sono un valido aiuto per potersi muovere all'interno della stanza da bagno e nel sedersi ed alzarsi dai servizi. Il tubo è realizzato in PVC estruso e disponibile in due diametri, con una superficie rigata che facilita una presa sicura. Le parti terminali sono in PVC stampato ad iniezione. Le maniglie possono essere montate sia orizzontali che verticali.

IMPUGNATURE DI SICUREZZA CON TUBO Ø 36 MM

CARATTERISTICHE TECNICHE:



L = lunghezza
Lunghezza **45 cm**

MARCA E MODELLO:

MOPEDIA RS972-45

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE:

1 pezzo

