



Numero Verde

800 172547

Da cellulare

030 7777942

In Silicone Autoclavabile Con Valvola Sovrappressione - Ragazzi

Codice di riferimento: RA403

Marca: PRESTIGE

Prezzo: 67.9€

CARATTERISTICHE:

Palloni rianimatori senza maschera autoclavabili a 121°C. Ragazzi.

Con valvola sovrappressione.

Latex free.

40 cm H2O

CARATTERISTICHE TECNICHE:

Capacità: 550 ml

MARCA E MODELLO:

Prestige - Codice Articolo RA403

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE:

1 Pezzo

