



Numero Verde

800 172547

Da cellulare

030 7777942

Inalatore Per Acque Termali - New Vapinal

Codice di riferimento: CO-100.151

Marca: INTERMED

Prezzo: 145.18€

CARATTERISTICHE:

Inalatore per acqua termali a domicilio con caldaia in acciaio, all'interno della quale funziona una resistenza ad alimentazione elettrica 230 V. L'apparecchio sviluppa vapore caldo umido che, per mezzo di uno spruzzatore sfruttante il principio Venturi, e' in grado di miscelarlo con i principi delle acque termali poste all'esterno dell'apparecchio. Specifiche:

struttura in materiale plastico ad elevato isolamento termico ed elettrico in conformita' alle normative di sicurezza europee;

apparecchio studiato per l'inalazione di acque termali in bottiglia;

doppio termostato di sicurezza applicato sulla caldaia e il tappo, che interviene al raggiungimento di pressioni superiori a 2 bar;

capacita': 800 cc;

tempo riscaldamento da 5 a 8 minuti;

tempo d'inalazione 12-15 minuti/litro.

In dotazione:

ampolla in polycarbonato con getto di vapore orientabile;

tappo valvola di sicurezza a 2 bar;

tubo pescante;

spruzzatore in acciaio inox;

vano porta bottiglia.

MARCA E MODELLO:

INTERMED CO-100.151

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE:

1 pezzo

