



Numero Verde
800 172547

Da cellulare
030 7777942

Incentivatore per ginnastica respiratoria - Modello Pulmolift

Codice di riferimento: RE 400250/01

Marca: CA-MI

Prezzo: 8.3€

Caratteristiche dell'incentivatore respiratorio

Incentivatore di respirazione.

- Indicato per gli esercizi di ginnastica e la riabilitazione respiratoria attraverso l'espiazione.
- Consente ai pazienti che soffrono di malattie respiratorie di migliorare le loro capacità polmonari.
- Può essere utilizzato da solo o connesso ad altro dispositivo CA-MI come Pulmogain o Pulmovol per avere ciclo completo di esercizio inspirazione espirazione senza soluzione di continuità.
- E' interamente smontabile per facilitare le operazioni di pulizia e disinfezione tra un paziente e l'altro in modo da evitare infezioni incrociate.

Marca e modello

CA-MI RE 400250/01

Contenuto della confezione

1 pezzo

 **Acquista subito**