



Numero Verde

800 172547

Da cellulare

030 7777942

Incentivatori per ginnastica respiratoria

Codice di riferimento: RE 400100

Marca: CA-MI

Prezzo: 8.95€

Caratteristiche dell'incentivatore per ginnastica respiratoria:

Gli incentivatori per ginnastica respiratoria sono degli strumenti consigliati per far riprendere la naturale respirazione del paziente, attraverso una specifica ginnastica. L'apparecchio è composto da 3 cilindri, ognuno dei quali contiene 3 palline di colori diversi: tramite l'inspirazione, le tre sfere salgono a differenti livelli. Con questa procedura è possibile capire i miglioramenti respiratori del paziente nel tempo.

Ulteriori dettagli:

- Fondamentale negli ospedali, cliniche, case di riposo o per uso domiciliare
- Smontabile per una facile pulizia
- Ideale per i pazienti con bronco pneumologia ostruttiva

 **Acquista subito**