



Numero Verde
800 172547

Da cellulare
030 7777942

Tallonetta con foro calcaneare centrale Intercept

Codice di riferimento: PR4-304/INT

Marca: RO+TEN

Prezzo: 38.5€

Riferimento	Variante	Prezzo
COD PR4-304/INT-S	S	38.5€
COD PR4-304/INT-M	M	38.5€
COD PR4-304/INT-L	L	38.5€

Caratteristiche della tallonetta con foro calcaneare centrale

Tallonetta in materiale visco-elastico con foro centrale realizzata per assorbire con grande efficacia gli urti e le sollecitazioni a cui è sottoposta la zona del tallone mentre si cammina. Grazie al morbido rivestimento in feltro, la talloniera è comoda da usare ed è un valido aiuto per alleviare il dolore al calcagno causato da tallonite e spina calcaneare. È lavabile e riutilizzabile.

La tallonetta è indicata per le seguenti patologie:

- Talloniti e talalgie anteriori
- Morbo di Haglund e di Sever
- Tendinopatie del tendine d'Achille
- Sproni calcaneari
- Borsiti retrocalcaneari

- Prevenzione delle talalgie nella pratica sportiva

Taglie

Taglia	S	M	L
Misura scarpa	35/39	40/43	44/48

Ambidestra (paio)

Marca e modello

RO+TEN PR4-304/INT

