



Numero Verde

800 172547

Da cellulare

030 7777942

Elettrodo per ionoforesi Ipp-Pad

Codice di riferimento: IPP-PAD

Marca: IACER

Prezzo: 35.14€

Caratteristiche dell'elettrodo Ipp Pad:

L'elettrodo Ipp Pad è un particolare dispositivo che viene utilizzato per specifici trattamenti elettroterapici, in particolare per curare disturbi come la fibrosi peniena. Questa malattia colpisce i maschi over 50 e causa una curvatura e una perdita graduale dell'elasticità del pene. Quest'elettrodo è specifico per i trattamenti di ionoforesi per questi particolari casi, senz il bisogno di intervenire chirurgicamente

 **Acquista subito**