



Numero Verde

800 172547

Da cellulare

030 7777942

Proiettore luminoso a LED regolabile IRIDE

Codice di riferimento: 30867

Marca: GIMA

Prezzo: 469.7€

Caratteristiche del proiettore luminoso IRIDE

Lampada medica frontale IRIDE a illuminazione LED.

- Caschetto a luce LED regolabile.
- Dotato di interruttore on/off sul comparto delle batterie.
- Cuscinetto rimovibile e lavabile sulla fascia interna.
- Batteria posizionabile sulla banda frontale.
- Può essere utilizzato singolarmente o in combinazione con lo schermo protettivo TETI, gli occhialini ingrandenti GANAE e gli occhialini galileiani CALLIOPE.

Specifiche tecniche

- 2 diverse intensità luminose (30.000 e 50.000 lux a 25 cm, autonomia 6 e 4 ore)
- Temperatura di 6.500 °K
- Autonomia di 3 ore alla massima potenza
- Peso 210 g senza le batterie

Marca e modello

GIMA codice 30867

Contenuto della confezione

1 lampada medica frontale _

