



Numero Verde
800 172547

Da cellulare
030 7777942

Isterometro Sims argentato lungo 33 cm

Codice di riferimento: 26804

Marca: GIMA

Prezzo: 5.49€

Caratteristiche dell'isterometro Sims argentato lungo 33 cm

Ferro chirurgico Sims per isterometria, lungo 33 cm e particolarmente leggero e semplice da maneggiare. Questo isterometro è uno strumento chirurgico endoscopico per uso ginecologico che permette di esaminare l'interno dell'utero.

Marca

Gima

Prodotto a marchiatura CE

(Per poter apporre la marchiatura CE su un prodotto, è necessario che siano svolte alcune attività: test iniziali di tipo, predisposizione ed attivazione di un controllo di produzione, stesura della dichiarazione di prestazione e della relativa etichetta CE.)

"

