



**Numero Verde**  
**800 172547**

**Da cellulare**  
**030 7777942**

## Joystick Con Comando Luci

**Codice di riferimento:** CMR903

**Marca:** DIMED

**Prezzo:** 892.2€

### CARATTERISTICHE:

Per CM900-xx, CM900L-xx, CM910-xx e CM910L-xx

### MARCA E MODELLO:

Dimed - Codice Articolo CMR903

### CONTENUTO DELLA CONFEZIONE:

1 Pezzo

 **Acquista subito**