



Numero Verde
800 172547

Da cellulare
030 7777942

Asta articolata lunga Kinesio per Hipo

Codice di riferimento: PR3-2304

Marca: RO+TEN

Prezzo: 241.7€

Caratteristiche dell'asta articolata lunga Kinesio per Hipo

Asta articolata ambidestra che si applica ai tutori e regola e controlla i movimenti dell'articolazione dell'anca.

La struttura di quest'asta Kinesio per Hipo è in alluminio e acciaio e ha un ingranaggio di regolazione unico che funziona a brugola e dispone di un comodo coperchio in plastica, che rende improbabili le regolazioni casuali e le manomissioni involontarie.

Queste aste articolate per anca sono indicate sia per il trattamento del decorso postoperatorio e sia in quei casi in cui non si può procedere con la chirurgia.

Specifiche tecniche

- Taglia: misura lunga per stature maggiori di 1,80 m
- Materiale: acciaio e alluminio
- Regolazione abduzione/adduzione: passo 7,5°
- Regolazione flessione-estensione: 0°-120°, con passo di 15°

Marca

Ro+Ten

Prodotto a marchiatura CE

(Per poter apporre la marchiatura CE su un prodotto, è necessario che siano svolte alcune attività: test iniziali di tipo, predisposizione ed attivazione di un controllo di produzione, stesura della dichiarazione di prestazione e della relativa etichetta CE.)

