



Numero Verde

800 172547

Da cellulare

030 7777942

Asta articolata lunga per Hipolite kinesio offset

Codice di riferimento: PR3-2312

Marca: RO+TEN

Prezzo: 243.3€

Caratteristiche dell'asta articolata lunga per Hipolite kinesio offset

Aste da tutore per l'anca per persone con altezza superiore al metro e settantacinque, utilizzabile su entrambe le gambe indistintamente e regolabile in modo semplice.

L'asta articolata per Hipolite kinesio offset è fatta di solido acciaio e alluminio di alta qualità, con lavorazione accurata e sistema di regolazione a chiave unica dotato di coperchio protettivo in plastica che evita che ci siano regolazioni involontarie.

L'applicazione dell'asta al tutore è consigliata sia nei casi in cui non sia possibile effettuare un intervento chirurgico e sia nei casi in cui il paziente è stato operato e deve essere seguito durante il decorso postoperatorio.

Il meccanismo di regolazione dell'asta permette di settare abduzione, adduzione e flesso-estensione con cura in modo da sorvegliare e controllare al meglio i movimenti dell'articolazione dell'anca.

Specifiche tecniche

- Taglia: misura lunga per stature maggiori di 1,75 m
- Materiale: acciaio e alluminio
- Regolazione abduzione/adduzione: passo 7,5°
- Regolazione flesso-estensione: 0°-120°, con passo di 15°

Marca

Ro+Ten

Prodotto a marchiatura CE

(Per poter apporre la marchiatura CE su un prodotto, è necessario che siano svolte alcune attività: test iniziali di tipo, predisposizione ed attivazione di un controllo di produzione, stesura della dichiarazione di prestazione e della relativa etichetta CE.)

