



Numero Verde

800 172547

Da cellulare

030 7777942

Asta articolata standard kinesio offset per Hipolite e Hipo

Codice di riferimento: PR3-2305

Marca: RO+TEN

Prezzo: 243.3€

Caratteristiche dell'asta articolata standard kinesio offset per Hipolite e Hipo

Asta per tutore con sistema di regolazione di abduzione, adduzione e flesso-estensione per regolare i movimenti dell'articolazione dell'anca.

Le aste kinesio offset per Hipolite e Hipo sono pensate per essere usate tanto nella gamba destra quanto in quella sinistra, e si prestano all'uso su pazienti con statura standard sotto il metro e settantacinque.

Realizzate con materiali e tecnologie all'avanguardia, hanno una solida struttura in alluminio e acciaio con sistema di regolazione a brugola protetto da un coperchio di plastica che ne evita alterazioni involontarie del settaggio.

L'asta Kinesio per Hipolite e Hipo è un prezioso alleato durante il recupero dopo un intervento chirurgico e sostituisce la chirurgia nei casi in cui non sia possibile operare.

Specifiche tecniche

- Taglia: misura standard per stature inferiori a 1,75 m
- Materiale: acciaio e alluminio
- Regolazione abduzione/adduzione: passo 7,5°
- Regolazione flesso-estensione: 0°-120°, con passo di 15°

Marca

Ro+Ten

Prodotto a marchiatura CE

(Per poter apporre la marchiatura CE su un prodotto, è necessario che siano svolte alcune attività: test iniziali di tipo, predisposizione ed attivazione di un controllo di produzione, stesura della dichiarazione di prestazione e della relativa etichetta CE.)

