



Numero Verde

800 172547

Da cellulare

030 7777942

Kit da 10 elettrodi riutilizzabili assortiti

Codice di riferimento: LBR407

Marca: LEM

Prezzo: 63.32€

Caratteristiche del kit da 10 elettrodi riutilizzabili assortiti

Set contenente 10 elettrodi assortiti, riutilizzabili e realizzati con materiali di alta qualità. Questi elettrodi a marchio Lem sono preziosi alleati nell'elettroterapia e durano nel tempo.

Marca

Lem

Prodotto a marchiatura CE

(Per poter apporre la marchiatura CE su un prodotto, è necessario che siano svolte alcune attività: test iniziali di tipo, predisposizione ed attivazione di un controllo di produzione, stesura della dichiarazione di prestazione e della relativa etichetta CE.)

 **Acquista subito**