



Numero Verde

800 172547

Da cellulare

030 7777942

KIT 8050 MATERASSO A PRESSIONE ALTERNATA + COMPRESSORE

Codice di riferimento: 28578

Marca: GIMA

Prezzo: 785.7€

CARATTERISTICHE:

Un sistema avanzato per materasso a pressione alternata.

Il compressore multi-modalità offre:

- modalità alternata: La pressione è continuamente redistribuita tramite il gonfiaggio e lo sgonfiaggio degli elementi in modo da imitare i movimenti naturali del sonno ed evitando così di comprimere la pelle per un periodo prolungato.
- modalità statica costante: la pressione è ridotta di circa 2/3 rispetto a quella della modalità alternata attraverso l'immersione e l'avvolgimento. Allarmi visivi indicano una situazione anomala, riducendo il rischio di errore umano.

Adatto alla prevenzione e al trattamento di ogni stadio di ulcere da decubito.

Manuale in: GB, IT.

ISO 03.33.06.021

CARATTERISTICHE TECNICHE:

Materasso:

- Dimensione totale: 200 x 90 x 22 cm
- Alternanza 1 in 2 (gruppo A e B)
- Altezza elementi: 22 cm (8.66")
- Materiale copertura: Nylon+PU con fodera in cotone
- Spessore: 0.3 mm
- Materiale elementi: TPU
- Adatto per persone fino a: 180 kg

Compressore:

- Dimensioni: 30 x 13.5 x h 11 cm
 - Altezza celle: 12.5 cm
 - Pressione esercitata: 55-120 mmHg
 - Voltaggio: 220 V, 50 Hz
 - Fuoriuscita aria: 7-8 litri/min
 - Durata ciclo: 12 min
 - Materiale copertura: ABS ignifugo TUV-CE IEC/EN60601-1; 60601-1-2
 - Modalità statica, allarme bassa pressione, connettore rapido, funzione di trasferimento
-

MARCA E MODELLO:

Gima - Codice 28578

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE:

1 Pezzo

