



Numero Verde

**800 172547**

Da cellulare

**030 7777942**

## **Kit Antidecubito A Ciclo Alternato Domus 2 - Materasso Ad Elementi Intercambiabili E Compressore Con Regolazione**

**Codice di riferimento:** LAD663

**Marca:** KYARA

**Prezzo:** 390€

### **CARATTERISTICHE:**

Il DOMUS 2 è consigliato per la prevenzione ed il trattamento delle piaghe da decubito di II stadio, in terapie a lungo termine e terapie domiciliari. Il materasso ad elementi singoli si gonfia e sgonfia alternativamente nell'arco di circa 10 minuti. L'alternarsi dei punti di contatto con l'epidermide effettua un delicato massaggio che consente un buon flusso di sangue e una buona ossigenazione dei tessuti, prevenendo la formazione di ulcere da decubito. La manopola con indicatore di peso consente una facile regolazione della pressione in funzione del peso del paziente. I 18 elementi del materasso in Nylon+PVC di 10,2 cm di altezza sono particolarmente confortevoli, fissati per mezzo di bottoni, facilmente intercambiabili in caso di rottura e lavabili. Il compressore può essere facilmente adattato a tutti i tipi di letto grazie ai ganci in plastica presenti sul retro. I primi elementi del materasso simulano la morbidezza e stabilità di un normale cuscino. Il materasso può essere corredato da una resistente coperta in Nylon + PU trattata in modo speciale che la rende morbida per la pelle e non provoca frizioni o irritazioni.

Elementi che compongono il kit:

LAR163 - Solo materasso ad elementi intercambiabili in Nylon® + PVC

LAR263 - Solo compressore Domus 2 con regolazione

### **CARATTERISTICHE TECNICHE:**

**Specifiche tecniche del compressore (LAR263)**

- Alimentazione: **230V / 50Hz**
- Pressione erogata: **30-80mmHg (2psi)**
- Cavo alimentazione: **1,85m**
- Uscita d'aria: **> 4LPM**
  
- Tempo di un ciclo: **9,6mn**
- Dimensioni: **250 mm 125 mm 85h mm**

- Peso: **1,4 kg**

**Specifiche tecniche del materasso (LAR163)**

- Dimensione del materasso: **1900 mm 800 mm 102h mm**
  
- Materiale elementi e base: **Nylon® / PVC**
- Numero di elementi: **18**
- Altezza elemento gonfio: **10,2cm**
- Peso del materasso: **3,8 kg**
- Portata max: **140 kg**

**MARCA E MODELLO:**

Kyara - Codice Articolo LAD663

**CONTENUTO DELLA CONFEZIONE:**

1 Kit

