



Numero Verde

800 172547

Da cellulare

030 7777942

KIT ANTIDECUBITO ? DOMUS 3 - 2 O 3 VIE CON MATERASSO ALTO 20,3 CM

Codice di riferimento: LAD675

Marca: PRESTIGE

Prezzo: 1760.8€

Riferimento	Variante	Prezzo
LAD675-2	2	1760.8€
LAD675-3	3	1760.8€

CARATTERISTICHE:

Il DOMUS 3 è consigliato per la prevenzione ed il trattamento delle piaghe da decubito fino al III stadio, in terapie a lungo termine e terapie domiciliari. È composto di un materasso alto 20,3cm a 20 elementi intercambiabili in Nylon/TPU impermeabili e traspiranti e da un compressore con regolazione di pressione. L'altezza degli elementi permette di utilizzare il materasso del DOMUS 3 senza l'utilizzo di un materasso aggiuntivo. I primi tre elementi del materasso sono a funzionamento statico per la testa; la restante parte del materasso è divisa in 2 sezioni a funzionamento alternato a 2 o 3 vie, i 9 elementi centrali sono microforati garantendo una ventilazione forzata (LOW AIR LOSS). Il materasso viene fornito con coperta in Nylon/PU traspirante ed impermeabile fissata per mezzo zip. Il materasso può essere fissato al letto tramite cinghie in dotazione ed è dotato di occhielli passacavo. La valvola CPR (Cardio Pulmonary Resuscitation) permette uno sgonfiaggio rapido del materasso per interventi di rianimazione urgenti. Il compressore, molto silenzioso, compatto e leggero, è facile da usare, non necessita di lubrificazione e richiede pochissima manutenzione, è dotato di un allarme visivo e sonoro per la bassa pressione e di un filtro aria intercambiabile. Il DOMUS 3 include la funzione STATIC che blocca il sistema alternato e lo rende di fatto un normale materasso. Il materasso viene collegato al compressore

tramite connettori veloci dotati di chiusura, utilizzabile in caso di trasporto del paziente. Due ganci permettono di appendere il compressore all'estremità del letto.

CARATTERISTICHE TECNICHE:

Specifiche tecniche del materasso (LAR172 e LAR174)

- Dimensione del materasso: **2000 mm 900 mm 203h mm**
- Materiale elementi e base: **Nylon® + TPU**
- Numero di elementi: **20 (di cui 9 microforati)**
- Valvola: **CPR**
- Tempo di sgonfiaggio: **circa 50 secondi variabile**
- Peso del materasso: **6,9 kg**
- Portata max: **200 kg**

Specifiche tecniche del compressore (LAR270-2 e LAR270-3)

- Alimentazione: **220-240V / 50Hz**
- Pressione erogata: **30-80mmHg (2psi)**
- Cavo alimentazione: **4,9m**
- Uscita d'aria: **> 8LPM**
- Tempo di un ciclo: **9,6minuti**
- Fusibile: **T1AL 250V**
- Dimensioni: **280 mm 126 mm 185h mm**
- Peso: **2,2 kg**

MARCA E MODELLO:

Prestige - Codice articolo LAD675-2 - Funzionamento a due vie - Kit materasso ad elementi intercambiabili e compressore con regolazione

Prestige - Codice articolo LAD675-3 - Funzionamento a tre vie – Kit materasso ad elementi intercambiabili e compressore con regolazione

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE:

- Connettore veloce con chiusura per funzione trasporto

- Elementi microforati
 - Valvola CPR
 - Funzione cuscino
 - Fissaggio coperta tramite zip
 - Coperta Nylon® + PU traspirante e impermeabile
 - Tubi antischacciamento
 - Occhielli passacavo
-

