



Numero Verde
800 172547

Da cellulare
030 7777942

Kit Antidecubito A Ciclo Alternato Domus Auto - Materasso Ad Elementi Intercambiabili

Codice di riferimento: LAD690

Marca: PRESTIGE

Prezzo: 3465.4€

CARATTERISTICHE:

Il DOMUS AUTO è consigliato per la prevenzione ed il trattamento delle piaghe da decubito fino al IV stadio, in terapie a lungo termine e terapie domiciliari. È composto da un materasso alto 20,3cm a 20 elementi intercambiabili in Nylon/TPU impermeabili e traspiranti e da un compressore a controllo digitale e regolazione automatica delle pressione in relazione al peso ed ai movimenti del paziente. L'altezza degli elementi permette di utilizzare il materasso del DOMUS AUTO senza l'utilizzo di un materasso aggiuntivo. Gli elementi sono realizzati con la tecnica CELL-ON-CELL che divide la sezione in due moduli singoli dei quali quello inferiore rimane costantemente gonfio in modo da evitare un eccessivo effetto BOTTOM-OUT (sprofondamento), e garantire una sicurezza in caso di mancanza di corrente. I primi tre elementi del materasso sono a funzionamento statico per la testa; la restante parte del materasso è divisa in 2 sezioni a funzionamento alternato a 2 vie. Il materasso viene fornito con coperta in Nylon/PU traspirante ed impermeabile con effetto antimicrobico grazie al trattamento agli Ioni di Argento, fissata per mezzo zip. Il materasso può essere fissato al letto tramite cinghie in dotazione ed è dotato di occhielli passacavo. La valvola CPR (Cardio Pulmonary Resuscitation) permette uno sgonfiaggio rapido del materasso per interventi di rianimazione urgenti. Il compressore, molto silenzioso, compatto e leggero, è facile da usare, non necessita di lubrificazione e richiede pochissima manutenzione, è dotato di un allarme visivo e sonoro per bassa pressione, mancanza di alimentazione e manutenzione ed è dotato di un filtro aria intercambiabile. Il DOMUS AUTO include le funzioni STATIC, TUNING, MAX FIRM e SEAT INFLATE. Il materasso viene collegato al compressore tramite connettori veloci dotati di chiusura, utilizzabile in caso di trasporto del paziente. Due ganci permettono di appendere il compressore all'estremità del letto.

LAD690

ALTEZZA MATERASSO: 20,3 CM

Elementi che compongono il kit:

LAR190 Solo materasso ad aria ad elementi intercambiabili completo di coperta

LAR290 Solo compressore Domus Auto con regolazione automatica della pressione

Occhielli passacavo Connettore veloce con chiusura per funzione trasporto Valvole CPR Funzione cuscino Fissaggio coperta tramite zip Coperta Nylon® + PU traspirante e impermeabile trattata con gli ioni d'argento

Tubi antischiacciamento

Elementi CELL-ON-CELL

Regolazione automatica della pressione in relazione al peso ed ai movimenti del paziente

CARATTERISTICHE TECNICHE:

Specifiche tecniche del materasso (LAR190)

- Dimensione del materasso: **2000 mm 900 mm 203h mm**
- Materiale elementi e base: **Nylon® + TPU**
- Numero di elementi: **20**
- Valvole: **2 valvole CPR**
- Tempo di sgonfiaggio: **circa 50 secondi variabile**
- Peso del materasso: **6,9 kg**
- Portata max: **200 kg**

Specifiche tecniche del compressore (LAR290)

- Alimentazione: **220-240V / 50Hz**
- Pressione erogata: **20-30-40mmHg**
- Cavo alimentazione: **4,9m**
- Uscita d'aria: **> 8LPM**
- Tempo di un ciclo: **9,6minuti**
- Fusibile: **T1AL 250V**
- Dimensioni: **280 mm 126 mm 185h mm**

- Peso: 2,2 kg

MARCA E MODELLO:

Prestige - Codice Articolo LAD690

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE:

1 Kit

