



Numero Verde

800 172547

Da cellulare

030 7777942

Kit Antidecubito A Ciclo Alternato Piuma Up - Materasso Ad Elementi Intercambiabili E Compressore Con Regolazione

Codice di riferimento: LAD463

Marca: KYARA

Prezzo: 243.4€

CARATTERISTICHE:

Il Materasso PIUMA-UP ad elementi intercambiabili è consigliato per la prevenzione ed il trattamento delle piaghe da decubito di II stadio, in terapie a lungo termine e terapie domiciliari. Il materasso ad elementi singoli si gonfia e sgonfia alternativamente nell'arco di 12 minuti. L'alternarsi dei punti di contatto con l'epidermide effettua un delicato massaggio che consente un buon flusso di sangue e una buona ossigenazione dei tessuti, prevenendo la formazione di ulcere da decubito. La manopola consente una facile regolazione della pressione in funzione del peso del paziente. I 18 elementi del materasso in Nylon+PVC di 10,2 cm di altezza sono particolarmente confortevoli, fissati per mezzo di bottoni, facilmente intercambiabili in caso di rottura e lavabili. Il compressore può essere facilmente adattato a tutti i tipi di letto grazie ai ganci in metallo plastificato presenti sul retro.

Elementi che compongono il kit:

LAR053 Solo materasso ad elementi intercambiabili in Nylon® + PVC

LAR242 Solo compressore PIUMA UP con regolazione

CARATTERISTICHE TECNICHE:

Specifiche tecniche del compressore (LAR053)

- Alimentazione: 220V / 50-60 Hz

- Pressione erogata: 40-100 mmHg

- Cavo alimentazione: **2 m**
 - Uscita d'aria: **6-7 LPM**
 - Tempo di un ciclo: **12 min.**
 - Dimensioni: **L:260 x P:130 x H:100 mm**
 - Peso: **1,6 kg**
-

Specifiche tecniche del materasso (LAR062)

- Dimensione senza risvolti gonfio: **L:2000 x P:900 x H:110 mm**
- Materiale: **PVC medicale**
- Spessore del materiale: **0,70mm (± 0,02%)**
- Altezza cella gonfiata: **7,6 cm**
- Portata: **145 kg**
- Peso: **6,5 kg**

MARCA E MODELLO:

Kyara - Codice Articolo LAD463

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE:

1 Kit

