



Numero Verde

**800 172547**

Da cellulare

**030 7777942**

## Kit Antidecubito A Ciclo Alternato Procure Bariatrico

**Codice di riferimento:** LAD700

**Marca:** PRESTIGE

**Prezzo:** 6062.4€

### CARATTERISTICHE:

Il PROCARE BARIATRICO è consigliato per la prevenzione ed il trattamento delle piaghe da decubito fino al IV stadio, in terapie a lungo termine e terapie domiciliari. È composto di un materasso alto 25.4 cm a 20 elementi intercambiabili in Nylon/TPU impermeabili e traspiranti e da un compressore con regolazione di pressione. L'altezza degli elementi permette di utilizzare il materasso del PROCARE BARIATRICO senza l'utilizzo di un materasso aggiuntivo. I primi elementi del materasso sono a funzionamento statico per la testa; gli ultimi 5 elementi possono essere staccati in modo da poter mantenere i talloni sospesi in aria, eliminando completamente la pressione esercitata sui talloni, la restante parte del materasso è a funzionamento alternato a 2 vie. Le celle del materasso sono realizzate con la tecnica del "cell-in-cell" (la parte inferiore serve da supporto anche in caso di mancanza di corrente) e una particolare forma rettangolare "Qubicell" che consente maggior comfort dovuto ad una miglior dispersione dei punti di contatto. Il materasso viene fornito con coperta stretch in poliestere/PU traspirante, impermeabile, trattata agli ioni d'argento, fissata per mezzo di zip, può essere fissato al letto tramite cinghie in dotazione ed è dotato di occhielli passacavo. La valvola CPR (Cardio Pulmonary Resuscitation) permette uno sgonfiaggio rapido per interventi di rianimazione urgenti. Il compressore digitale permette di impostare peso del paziente e tempo del ciclo; molto silenzioso, compatto e leggero, è facile da usare, non necessita di lubrificazione e richiede pochissima manutenzione, è dotato di un allarme visivo e sonoro per bassa pressione, mancanza di alimentazione e manutenzione ed è dotato di un filtro aria intercambiabile. Il PROCARE BARIATRICO include le funzioni STATIC, MAX FIRM e SEAT INFLATE. Il materasso viene collegato al compressore tramite connettori veloci dotati di chiusura, utilizzabile in caso di trasporto del paziente. Due ganci permettono di appendere il compressore all'estremità del letto.

Elementi che compongono il kit:

LAR195 Solo materasso ad aria ad elementi intercambiabili completo di coperta

LAR295 Solo compressore Procure bariatrico con regolazione della pressione

Connettore veloce con chiusura per funzione trasporto  
Valvole CPR con manopola  
Funzione cuscino Fissaggio coperta tramite zip  
Coperta Nylon® + PU stretch, traspirante e impermeabile trattata con gli ioni d'argento  
Occhielli passacavo  
Celle a forma rettangolare "Qubicell"  
Maniglie per spostamento  
Funzione talloni

---

## **CARATTERISTICHE TECNICHE:**

### **Specifiche tecniche del materasso (LAR195)**

- Dimensione del materasso: **2000 mm 1070 mm 254h mm**
- Materiale elementi e base: **Nylon® + TPU**
- Numero di elementi: **20**
- Valvole: **2 valvole CPR con manopola**
- Tempo di sgonfiaggio: **circa 60 secondi variabile**
- Peso del materasso: **11,6 kg**
- Portata max: **450 kg**

### **Specifiche tecniche del compressore (LAR295)**

- Alimentazione: **220-240V / 50Hz**
- Pressione erogata: **15-40mmHg**
- Cavo alimentazione: **4,9m**
- Uscita d'aria: **> 8LPM**
- Tempo di un ciclo: **10-15-20-25minuti selezionabile**
- Fusibile: **T1AL 250V**
- Dimensioni: **290 mm 200 mm 117h mm**
- Peso: **2,2 kg**

**MARCA E MODELLO:** \_\_\_\_\_

Prestige - Codice Articolo LAD700

**CONTENUTO DELLA CONFEZIONE:**

1 Kit

