



Numero Verde

800 172547

Da cellulare

030 7777942

Kit Antidecubito Lion

Codice di riferimento: PR-100.708-X

Marca: INTERMED

Prezzo: 47.82€

Riferimento	Variante	Prezzo
PR-100.708	Sovramaterasso	47.82€
PR-100.726	Solo compressore	47.82€
PR-100.705	Completo	47.82€

CARATTERISTICHE:

Sovramaterasso a bolle con sistema a rilascio d'aria e lembi di fissaggio. Completo di kit di riparazione. Compressore Lion a ciclo alternato con ganci di fissaggio nella parte posteriore.

CARATTERISTICHE TECNICHE:

Compressore PR-100.726 Alimentazione 220V/50Hz Portata d'aria 4 - 5 litri/minuto Range di pressione 40 mmHg - 120 mmHg Durata ciclo 10 minuti Dimensioni 24 x 11 x 9 cm Peso 1,4 kg Materasso PR-100.708 Misure 300 x 90 x 6,5 cm Bolle d'aria 130 Materiali PVC (EN-71, non tossico) Portata 120 kg

MARCA E MODELLO:

INTERMED PR-100.705

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE:

1 pezzo

TAGLIE:

Formato

PR-100.726
Solo compressore

PR-100.708
Sovramaterasso

