



Numero Verde

800 172547

Da cellulare

030 7777942

KIT ANTIDECUBITO ? DOMUS 2 O 3 VIE 13

Codice di riferimento: LAD670

Marca: LEVITAS

Prezzo: 1231.8€

Riferimento	Variante	Prezzo
LAD670?2	2	1231.8€
LAD670?3	3	1231.8€

Caratteristiche del materasso antidecubito regolabile con compressore

Il DOMUS 3 è consigliato per la prevenzione ed il trattamento delle piaghe da decubito fino al III stadio, in terapie a lungo termine e terapie domiciliari. È composto da un materasso alto 13cm a 17 elementi intercambiabili in Nylon/TPU impermeabili e traspiranti e da un compressore con regolazione di pressione. I primi tre elementi del materasso sono a funzionamento statico per la testa; la restante parte del materasso è divisa in 2 sezioni a funzionamento alternato a 2 o 3 vie. I 9 elementi centrali sono microforati garantendo una ventilazione forzata (LOW AIR LOSS). Il materasso viene fornito con coperta in Nylon/PU traspirante ed impermeabile fissata per mezzo zip. Il materasso può essere fissato al letto tramite cinghie in dotazione ed è dotato di occhielli passacavo. La valvola CPR (Cardio Pulmonary Resuscitation) permette uno sgonfiaggio rapido del materasso per interventi di rianimazione urgenti. Il compressore, molto silenzioso, compatto e leggero, è facile da usare, non necessita di lubrificazione e richiede pochissima manutenzione, è dotato di un allarme visivo e sonoro per la bassa pressione e di un filtro aria intercambiabile. Il DOMUS 3 include la funzione STATIC che blocca il sistema alternato e lo rende di fatto un normale materasso. Il materasso viene collegato al compressore tramite connettori veloci dotati di chiusura, utilizzabile in caso di trasporto del paziente. Due ganci permettono di appendere il compressore all'estremità del letto.

Specifiche tecniche

Specifiche tecniche del materasso (LAR170 e LAR173)

- Dimensione del materasso: 2000 mm 900 mm 130h mm
- Materiale elementi e base: Nylon® + TPU
- Numero di elementi: 17 (di cui 9 microforati)
- Valvola: CPR
- Tempo di sgonfiaggio: circa 35 secondi variabile
- Peso del materasso: 5,2 kg
- Portata max: 180 kg

Specifiche tecniche del compressore (LAR270-2 e LAR270-3)

- Alimentazione: 220-240V / 50Hz
- Pressione erogata: 30-80mmHg
- Cavo alimentazione: 4,9m
- Uscita d'aria: > 8LPM
- Tempo di un ciclo: 9,6minuti
- Fusibile: T1AL 250V
- Dimensioni: 280 mm 126 mm 185h mm
- Peso: 2,2 kg

Marca e modello

Levitas - Moretti - LAD 670-2 - Funzionamento a DUE vie – Kit materasso ad elementi intercambiabili e compressore con regolazione

Levitas - Moretti - LAD 670-3 - Funzionamento a TRE vie – Kit materasso ad elementi intercambiabili e compressore con regolazione

Contenuto della confezione

- Materasso
- Coperta
- Cinghie di fissaggio
- Compressore

Prodotto a marchiatura CE

(Per poter apporre la marchiatura CE su un prodotto, è necessario che siano svolte alcune attività: test iniziali di tipo, predisposizione ed attivazione di un controllo di produzione, stesura della dichiarazione di prestazione e della relativa etichetta CE.)

