



Numero Verde
800 172547

Da cellulare
030 7777942

Kit elettrodi in silicone, spugne, fascia per elettrodi

Codice di riferimento: KIT-IONOS

Marca: IACER

Prezzo: 29.28€

CARATTERISTICHE:

Kit Ionos prodotto da I-Tech adatto all'uso in elettroterapie e ionoforse. Composto da 2 elettrodi in silicone 50x50 mm e presa femmina da 2 mm, 2 spugne per elettrodi e una fascia elastica.

APPLICAZIONI:

Elettroterapie e Ionoforesi

DIMENSIONI E PESO:

0.5 kg

MARCA E MODELLO:

Iacer Kit-Ionos

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE:

Un kit con 2 elettrodi, una presa femmina, 2 spugne e una fascia elastica.

 **Acquista subito**