



Numero Verde

**800 172547**

Da cellulare

**030 7777942**

## Kit per il lavaggio dei capelli

**Codice di riferimento:** AQ-100

**Marca:** INTERMED

**Prezzo:** 45.99€

### CARATTERISTICHE:

Il prodotto è stato realizzato con un materiale plastico e con rifiniture imbottite per un miglior comfort in fase di applicazione. Il kit per il lavaggio dei capelli è dotato di una vaschetta con lo scolo per l'acqua e una sacca per il contenimento dell'acqua. L'intera struttura è pulibile con un semplice panno umido e senza detergenti aggressivi.

### APPLICAZIONI:

Lavaggio dei capelli

### MARCA E MODELLO:

Intermed AQ-100

### CONTENUTO DELLA CONFEZIONE:

Un kit per il lavaggio dei capelli

 **Acquista subito**