



Numero Verde

800 172547

Da cellulare

030 7777942

KIT LITTMANN 40016: 2 membrane+anello+olive per Classic III-Cardiology IV-nero

Codice di riferimento: 51482

Marca: GIMA

Prezzo: 44.9€

CARATTERISTICHE:

Kit accessori 3M™ Littmann®

2 MEMBRANE REGOLABILI + GHIERE DI ASSEMBLAGGIO + OLIVE

- Codice 3M: 40017
- Per: Classic III
- Colore: grigio

CARATTERISTICHE TECNICHE:

MARCA E MODELLO:

Gima - Codice 51483

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE:

1 kit

