



Numero Verde
800 172547

Da cellulare
030 7777942

KIT PRONTO SOCCORSO ALL. 1 - valigetta metallo

Codice di riferimento: 34199

Marca: GIMA

Prezzo: 104.92€

CARATTERISTICHE:

Kit Pronto Soccorso ALL. 1 - valigetta in metallo • Consigliato per uffici con 10-30 operatori • Conforme al Decreto 388 ALL. 1

CARATTERISTICHE TECNICHE:

• Dimensioni: 460 x 300 x 140 mm • Peso 7.5 kg Dotazione standard: • 2 Flacone soluzione antisettica 500 ml • 5 Guanti protettivi sterili, paio • 2 Confezione 10 cerotti assortiti • 2 Rotolo cerotto adesivo 2.5 cm x 5 m • 1 Garza a rete tubolare • 10 Conf. compresse garza sterili 10 x 10 cm • 2 Conf. compresse garza sterili 18 x 40 cm • 1 Confezione cotone idrofilo • 1 Mascherina con visiera di protezione • 1 Paio di forbici da 14.5 cm • 2 Pinze sterili • 3 Laccio emostatico • 1 Sfigmomanometro + Stetoscopio • 2 Coperta sterile 40 x 60 cm • 2 Conf. ghiaccio istantaneo, monouso • 1 Termometro digitale • 2 Sacco immondizia • 1 Libretto pronto soccorso multi lingue • 1 Libretto linee guida • 3 Soluzioni irrigazione 500 ml

MARCA E MODELLO:

GIMA 34199

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE:

1 pz.

