



Numero Verde

800 172547

Da cellulare

030 7777942

Kit riparazione materasso gonfiabile antidecubito PVC

Codice di riferimento: RV355

Marca: LEVITAS

Prezzo: 1.5€

CARATTERISTICHE:

Kit utile per la riparazione di danni nei materassi antidecubito prodotti in PVC

APPLICAZIONI:

Riparazione materassi antidecubito

MARCA E MODELLO:

Levitas RV355

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE:

Un kit di riparazione

 **Acquista subito**