



Numero Verde

**800 172547**

Da cellulare

**030 7777942**

## Kit Snodo Per Tubi Corrimano Rigati

**Codice di riferimento:** AB-S

**Marca:** INTERMED

**Prezzo:** 20.74€

### CARATTERISTICHE:

Snodo da muro per tubi corrimano rigati:

realizzato in PVC con angolari copriviti in ABS;  
flangia 8,5 cm;  
lunghezza 8 cm.

### MARCA E MODELLO:

INTERMED AB-S

### CONTENUTO DELLA CONFEZIONE:

1 pezzo

 **Acquista subito**