



Numero Verde

800 172547

Da cellulare

030 7777942

KIT SUTURA 2 - sterile

Codice di riferimento: 26934

Marca: GIMA

Prezzo: 11.2€

Contenuto del kit:

- Telino
- Pinza anatomica
- Pinza emostatica
- Pinza ad anelli
- Pinza in acciaio
- Forbici Littauer
- Compresse di garza 10x10 cm 8 strati
- 4 o 5 tamponi di garza
- Guanti lattice medi
- Telino TNT + PE
- Telino WNW (TNT) + telino PE 50x60 cm con foro

Prodotto a marchiatura CE

(Per poter apporre la marchiatura CE su un prodotto, è necessario che siano svolte alcune attività: test iniziali di tipo, predisposizione ed attivazione di un controllo di produzione, stesura della dichiarazione di prestazione e della relativa etichetta CE.)

