



Numero Verde

**800 172547**

Da cellulare

**030 7777942**

## Laccio per emostasi Tourniquet

**Codice di riferimento:** ST422

**Marca:** PRESTIGE

**Prezzo:** 3.29€

Riferimento	Variante	Prezzo
ST422B	Blu	3.29€
ST422R	Rosso	3.29€

### Caratteristiche del laccio per emostasi Tourniquet

Laccio per prelievo ematico modello Tourniquet realizzato in tessuto elastico con terylene.

Con una larghezza di 2,5 cm, questo laccio per emostasi Prestige minimizza il fastidio e la possibilità di irritazione sulla pelle del paziente, distribuendo su un'area più estesa la pressione per evitare di concentrarla su una fascia ristretta di pelle.

Il laccio emostatico Tourniquet è facile da indossare e applicare sia sugli altri che su se stessi, e dispone di una clip di chiusura in ABS con un pratico pulsante per il rilascio immediato o graduale della pressione.

### Specifiche tecniche

- Colore: rosso o blu

### Marca

Prestige

### **Prodotto a marchiatura CE**

(Per poter apporre la marchiatura CE su un prodotto, è necessario che siano svolte alcune attività: test iniziali di tipo, predisposizione ed attivazione di un controllo di produzione, stesura della dichiarazione di prestazione e della relativa etichetta CE.)

### **Altri modelli disponibili**

- [Laccio emostatico con fermo Jetpull 2](#)
- [Laccio emostatico con chiusura in metallo](#)
- [Lacci emostatici in lattice non sterile](#)

