

Numero Verde
800 172547



Da cellulare
030 7777942

Laccio emostatico Fast a rilascio immediato

Codice di riferimento: 25727

Marca: GIMA

Prezzo: 4.8€

Riferimento	Variante	Prezzo
25727-Rosso	Rosso	4.8€
25728	Verde	4.8€

Caratteristiche del laccio emostatico Fast a rilascio immediato

Il laccio emostatico elastico Fast si caratterizza per una clip di chiusura in plastica con un'unica modalità di rilascio istantaneo. Il laccio, una volta applicato può essere regolato e bloccato tramite l'apposito sistema di chiusura e il suo tessuto elastico non crea fastidi o irritazioni sulla pelle. Premendo sulla clip sarà possibile sbloccare il laccio per avere un rilascio immediato della tensione e rimuovere il laccio.

Specifiche tecniche

- Materiale: tessuto elastico
- Colore: rosso
- Lunghezza: 40 cm
- Sistema di blocco: unico e istantaneo
- Origine: Asia

Marca e modello

Gima - Fast -



Acquista subito