



Numero Verde
800 172547

Da cellulare
030 7777942

Laccio emostatico fast azzurro senza lattice

Codice di riferimento: 25726

Marca: GIMA

Prezzo: 6.59€

Caratteristiche del laccio emostatico fast azzurro senza lattice

Laccio per prelievo ematico senza lattice e anallergico.

Questo laccio per emostasi Gima si caratterizza per una clip di chiusura in plastica a rilascio unico istantaneo, ed è molto facile da applicare e maneggiare anche su se stessi.

Il laccio da prelievi di sangue Fast è realizzato in tessuto elastico che comprime la pelle senza irritarla.

Specifiche tecniche

- Colore: blu/rosso
- Dimensioni: 40 cm
- Materiale: tessuto elastico
- Origine: Asia

Marca

Gima

Prodotto a marchiatura CE

(Per poter apporre la marchiatura CE su un prodotto, è necessario che siano svolte alcune attività: test iniziali di tipo, predisposizione ed attivazione di un controllo di produzione, stesura della dichiarazione di prestazione e della relativa etichetta CE.)

